























	Precución · Caution · Mise en garde · Attenzione · Vorsicht · Aviso · تحذير		Representante autorizado en la Comunidad Europea · Authorized Representative in the European Community · Représentant autorisé dans l'Union européenne · Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea · EU-Bevollmächtigter · Representante autorizado na Comunidade Europeia · الممثل المعتمد في المجتمع الأوروبي
	Pieza aplicada tipo BF · Type BF applied part · Partie appliquée de type BF · Parte applicata di tipo BF · Anwendungsteil vom Typ BF · Tipo de peça aplicada BF · الجزء المطبق من نوع BF		Código del lote · Batch code · Code du lot · Codice lotto · Chargennummer · Código do lote · رمز الأزرمة
	Numero de modelo · Model number · Numéro de modèle · Numero del modello · Model number · Número do modelo · رقم الطراز		Identificador de dispositivo único · Unique Device Identifier · Identifiant unique des dispositifs · Identificativo univoco del dispositivo · Unique Device Identifier · Identificação Única do Dispositivo · معرف الجهاز الفريد
	Producto sanitario/Dispositivo médico · Medical device · Dispositif médical · Dispositivo medico · Medizinprodukt · Dispositivo médico · منتج طبي		Importador · Importer · Importateur · Importatore · Importeur · Importador · المستورد
	Fabricante · Manufacturer · Fabricant · Produttore · Hersteller · Fabricante · الشركة المصنعة		Marca comercial del producto · Product trade marking · Marquage de produit commercial · Marchio commerciale per il prodotto · Handelsmarke · Marcação comercial do produto · اسم تجارة المنتجات
	No reutilizar · Do not reuse · Ne pas réutiliser · Non riutilizzare · Nicht wiederverwenden · Não reutilizar · لا تعيد استخدام المنتج		Limite inferior de temperatura · Lower limit of Temperature · Limite inférieure de température · Limite inferiore di temperatura · Untere Temperaturgrenze · Limite inferior da temperatura · الحد الأدنى لدرجة الحرارة
	Marcado CE · CE Marking · Marquage CE · Marchio CE · CE-Kennzeichnung · Marcação CE · علامة CE (سي إي)		Fecha de caducidad · Use by · Utiliser avant · Data di scadenza · Verwendbar bis · Utilizar até · حتى تاريخ · الاستخدام
	No utilizar si el envase está dañado · Do Not Use if Package Is Damaged · Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé · Non utilizzare se la confezione è danneggiata · Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist · Não utilizar se a embalagem estiver danificada · لا تستخدم المحتويات إذا كانت العبوة تالفة		Consultar el manual/folleto de instrucciones · Refer to instruction Manual/Booklet · Se référer au manuel d'instruction/mode d'emploi · Consultare il manuale/opuscolo delle istruzioni · Siehe Bedienungsanleitung/Broschüre · Consultar o manual/folheto de instruções · الاطلاع على دليل التعليمات / الكتيب
	Esterilizado con óxido de etileno · Sterilized using Ethylene Oxide · Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène · Sterilizzato con ossido di etilene · Mit Ethylenoxid sterilisiert · Esterilizado con óxido de etileno · معقمة باستخدام أكسيد الإيثيلين		Mantener el producto seco · Keep Dry · Garder au sec · Mantenerlo asciutto · Trocken aufbewahren · Manter seco · حافظ على المنتج جافاً
	Fecha de fabricación · Manufacturing date · Date de fabrication · Data di produzione · Herstellungsdatum · Data de fabrico · تاريخ التصنيع		No reesterilizar · Do not Re-sterilize · Ne pas restériliser · Non risterilizzare · Nicht risterilisieren · Não reesterilizar · لا تقم بإعادة التعقيم
	Mantener a resguardo de la luz solar · Keep Away From Sunlight · Tenir à l'abri du soleil · Non esporre alla luce solare · Vor Sonnenlicht schützen · Manter afastado da luz solar · تحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		No contiene caucho de látex natural · Do not contains or presence of natural rubber latex · Ne contient ni éléments ni traces de latex de caoutchouc naturel · Non contiene lattice di gomma naturale · Naturlatexfrei · Não contém nem está presente látex de borracha natural · لا تحتوي أو تحمل المطاط الطبيعي
	Número de catálogo · Catalogue Number · Référence catalogue · Numero di catalogo · Katalognummer · Número do catálogo · رقم الكتالوج		
	Información sobre los RAEE para la eliminación o el reciclaje de residuos en el EEE. Consulte con las autoridades locales o el ministro para obtener asesoramiento sobre reciclaje. · WEEE information for the disposal or recycling of waste EEE. Check with your local Authority or retailer for recycling advice. · Réglementation WEEE pour l'élimination ou le recyclage des déchets d'EEE. Vérifier auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. · Le informazioni RAEE per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti RAEE. Contattare l'autorità locale o il rivenditore per i consigli sul riciclo. · WEEE-Informationen für die Entsorgung oder das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler. · Informações sobre os REEE para a eliminação ou reciclagem de resíduos do EEE. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para aconselhamento sobre reciclagem. · معومات عن التوجيه المتعلق بفضلات المعدات الكهربائية والإلكترونية WEEE للتخلص منها أو إعادة تدويرها. اتبع نصائح السلطة المحلية أو الوكيل فيما يخص إعادة التدوير		

 Zhejiang Jinhua Huatong Medical Appliance Co., Ltd.  
5th Floor, Building C.D, No.818 Jidao Street, Wucheng Area, Jinhua, Zhejiang Province, 321016, P.R.China

 Shanghai International Holding Corp.  
GmbH (Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:**  
**IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ PAR:**

- TCBCX IFU / 20220902 -



TELIC, S.A.U.  
Polígono Industrial Can Barri  
C/ Moli d'en Barri, 7  
08415 Bigues i Riells  
Barcelona, España  
www.telic.es

WITH THE GUARANTEE OF  
TELIC GROUP

# blayco®

## ES. ELECTRODO DESECHABLE ESTÉRIL, DE TUNGSTENO

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto consiste en un electrodo activo que se conecta a la punta del bisturí eléctrico. Están disponibles varias referencias, con diferentes longitudes, formas de la punta y revestimientos. Los accesorios electroquirúrgicos BLAYCO son plenamente compatibles con todos los modelos de bisturís eléctricos BLAYCO. El voltaje máximo aplicable para este producto es de 2.9kVpp.

### PRECAUCIONES

- Lea atentamente las instrucciones de uso del bisturí eléctrico antes de utilizarlo.
- No lo utilice si el producto está deteriorado o el envase está abierto. Examine la punta del electrodo para detectar posibles defectos antes de usarlo.
- Consulte la fecha de caducidad antes de utilizar el producto.
- Cada vez que cambie el electrodo, compruebe que su longitud, conexión y anclaje sean correctos.
- El ensamblaje o la sustitución de la punta activa debe realizarse siempre con el bisturí eléctrico desconectado de la unidad electroquirúrgica.
- Este producto está destinado a utilizarse con un único paciente. No está diseñado para su desinfección y posterior reutilización, lo que puede provocar fallos de funcionamiento y/o conllevar riesgo de contaminación. No lo vuelva a esterilizar.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Los accesorios electroquirúrgicos BLAYCO están diseñados para su uso con los bisturís eléctricos BLAYCO. Antes de utilizar la unidad electroquirúrgica y los accesorios, lea atentamente las instrucciones de uso del fabricante.
2. Inspeccione visualmente el envase para detectar posibles defectos antes de abrirlo. Sustituya el producto si el envase o la punta del electrodo presentan signos de deterioro.
3. Consulte la fecha de fabricación y la fecha de caducidad impresas en el envase. Si el producto está caducado, sustitúyalo por otro que no lo esté.
4. Abra el envase empleando una técnica aséptica.
5. Utilice el bisturí eléctrico de acuerdo con las instrucciones correspondientes y los protocolos médicos habituales.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura requerida en el almacén: De -20 °C a 60 °C / -4°F a 120°F

Humedad requerida en el almacén: 10-90% (HR)

Presión atmosférica requerida en el almacén: 500-1060 hPa

### VIDA ÚTIL

Los accesorios electroquirúrgicos BLAYCO tienen una vida útil garantizada de 3 años.

## EN. DISPOSABLE STERILE TUNGSTEN ELECTRODE IMPORTANT INFORMATION

Please carefully read these instructions before use.

### DEVICE DESCRIPTION

The product consists on the active electrode to be connected into the tip of the electrosurgical pencil. Different references are available, with different lengths, tip shapes and coatings. BLAYCO Electrosurgical Accessories can be guaranteed as compatible with all models of BLAYCO Electrosurgical pencils. The maximum applicable voltage of this product is 2.9kVpp.

1. Die elektrochirurgischen Zubehörteile von BLAYCO sind zur Verwendung mit den BLAYCO Elektrodengeräten vorgesehen. Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anweisungen des Herstellers zur Bedienung des elektrochirurgischen Generators und der Zubehörteile.
2. Überprüfen Sie die Verpackung vor dem Öffnen mittels Sichtkontrolle auf mögliche Schäden. Bei Anzeichen einer Beschädigung der Verpackung oder der Elektrodenspitze selbst muss das Produkt durch ein neues ersetzt werden.
3. Prüfen Sie das auf der Verpackung aufgedruckte Herstellerungs- und Verfallsdatum. Produkte mit abgelaufenem Verfallsdatum müssen durch neue ersetzt werden.
4. Öffnen Sie die Verpackung unter aseptischen Bedingungen.
5. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung und die üblichen medizinischen Protokolle für den Betrieb des Elektrodengeräts.

- ### GERÄUCHSANSLEITUNG
1. Das Produkt besteht aus einer aktiven Elektrode, die in die Spitze des Elektrodengeräts gesteckt wird. Es sind verschiedene Artikelnummern mit unterschiedlichen Längen, Spitzenformen und Beschichtungen verfügbar.
  2. Die elektrochirurgischen Zubehörteile von BLAYCO sind geeignet mit allen Modellen der BLAYCO Elektrodengeräts kompatibel.
  3. Die maximale anwendbare Spannung dieses Produkts beträgt 2.9kVpp.
- ### VORSICHTSMASSNAHMEN
- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung des Elektrodengeräts vor der Verwendung sorgfältig durch.
  - Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder die Verpackung geöffnet ist. Kontrollieren Sie die Elektrodenspitze vor dem Gebrauch auf etwaige Defekte.
  - Überprüfen Sie das Verfallsdatum vor der Verwendung.
  - Überprüfen Sie nach dem Elektrodewechsel, ob die Elektrodenlänge, Anschluss und Befestigung korrekt sind.
  - Vor der Montage oder dem Wechseln der Elektrodenspitze muss der Elektrodenkontakt stets vom elektrochirurgischen Generator getrennt werden.
  - Dieses Gerät ist nur für den Einpatientengebrauch bestimmt. Es ist nicht zur Desinfektion und anschließenden Wiederverwendung vorgesehen. Dies kann zu einer Kontaminationsrisiko führen. Nicht reesterilisieren.

- ### PRODUKTBESCHREIBUNG
- Das Produkt besteht aus einer aktiven Elektrode, die in die Spitze des Elektrodengeräts gesteckt wird. Es sind verschiedene Artikelnummern mit unterschiedlichen Längen, Spitzenformen und Beschichtungen verfügbar.
- Die elektrochirurgischen Zubehörteile von BLAYCO sind geeignet mit allen Modellen der BLAYCO Elektrodengeräts kompatibel.
- Die maximale anwendbare Spannung dieses Produkts beträgt 2.9kVpp.
- ### WICHTIGE INFORMATIONEN
- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch.

- ### DE. STERILE WOLFRAM-ELECTRODE ZUM EIMALGEBRAUCH
- La vita utile degli accessori elettrochirurgici BLAYCO può essere garantita per 3 anni.
- ### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
- Requisito di temperatura in stoccaggio: Da -20°C a 60°C / da -4°F a 120°F
- Requisito di umidità in stoccaggio: UR 10-90 %
- Requisito di pressione atmosferica in stoccaggio: 500-1060 hPa

- ### DURATA
- Requisito di temperatura in stoccaggio: Da -20°C a 60°C / da -4°F a 120°F
- Requisito di umidità in stoccaggio: UR 10-90 %
- Requisito di pressione atmosferica in stoccaggio: 500-1060 hPa
- ### HALTBARKEIT
- Für die elektrochirurgischen Zubehörteile von BLAYCO wird eine Haltbarkeit von 3 Jahren garantiert.
- Im Lager erforderliche Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 % r.F.
- Im Lager erforderlicher atmosphärischer Druck: 500 - 1060 hPa
- ### INFORMAZIONE IMPORTANTE
- Antes da utilização, leia cuidadosamente estas instruções.
- ### DESCRIZIONE DO DISPOSITIVO
- O produto consiste no eletrodo ativo a ser ligado na ponta do lápis electrochirurgico. Estaõ disponiveis referências diferentes, formas de ponta e revestimentos diferentes.
- Os acessórios electrochirurgicos BLAYCO podem ser garantidos como compatíveis com todos os modelos de lápis electrochirurgicos BLAYCO.
- A tensão máxima aplicável a este produto é 2,9kVpp.
- ### PRECAUÇÕES
- Antes da utilização, leia cuidadosamente as instruções de utilização do lápis electrochirurgico.
  - Não utilize se o produto estiver danificado ou se a embalagem estiver aberta. Examine a ponta do electrodo relativamente a defeitos antes da utilização.
  - Verifique o prazo de validade antes da utilização.
  - Verifique se o comprimento, a ligação e a fixação do electrodo estão corretos após cada troca do electrodo.
  - A montagem ou substituição da ponta ativa deve ser sempre realizada com o lápis electrochirurgico desligado da unidade electrochirurgica.
  - Este dispositivo destina-se a ser utilizado num único paciente. Não se destina a desinfeção e subsequente reutilização, o que pode resultar em falha do dispositivo e/ou criar o risco de contaminação. Não reesterilize.
- ### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Os acessórios electrochirurgicos BLAYCO foram concebidos para ser utilizados com os lápis electrochirurgicos BLAYCO. Antes de utilizar, leia atentamente as instruções do fabricante sobre como utilizar a unidade electrochirurgica e os acessórios.
  2. Examine a embalagem relativamente a danos antes de abri-la. Substitua o produto caso a embalagem ou a embalagem em utilização técnica assética.
  3. Verifique a data de produção e de validade impressas na embalagem. Caso o produto tenha expirado, substitua-o por um dispositivo de reserva dentro do prazo de validade.
  4. Abra a embalagem utilizando técnica assética.
  5. Utilize de acordo com as instruções do lápis electrochirurgico e os protocolos médicos comuns.
- ### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
- Requisitos de temperatura no armazém: -20 °C a 60 °C / -4°F a 120°F
- Requisitos de humidade no armazém: 10 - 90 % HR
- Requisitos de pressão atmosférica no armazém: 500 - 1060 hPa
- ### DURAÇÃO EM ARMAZENAMENTO
- A duração em armazenamento dos acessórios electrochirurgicos BLAYCO pode ter uma garantia de 3 anos.

## PRECAUTIONS

- Before use, carefully read the instructions for use of the electrosurgical pencil.
- Do not use if the product is damaged or the package is open. Examine electrode tip for defects prior to use.
- Check the expiry date before use.
- Check that electrode length, connection and anchorage are correct after each electrode change.
- Active tip assembly or substitution must be always performed with the electrosurgical pencil disconnected from the electrosurgical unit.
- This device is for single patient use only. It is not intended for disinfection and subsequent reuse, which may result in device failure and/or create the risk of contamination. Do not re-sterilize.

## INSTRUCTIONS FOR USE

1. BLAYCO Electrosurgical Accessories are designed for use with BLAYCO Electrosurgical Pencils. Prior to use, carefully read the manufacturer instructions on how to operate the electrosurgical unit and accessories.
2. Visually examine the package for damages before opening. Replace the product in case that the package or the electrode tip itself shows signs of damage.
3. Check the production and expiry date printed on the package. In case that the product is expired, replace by a backup device within expire date.
4. Open the package using aseptic technique.
5. Operate according to electrosurgical pencil instructions and usual medical protocols.

## STORAGE CONDITIONS

Temperature requirement in warehouse: -20°C to 60°C / -4°F to 120°F

Humidity requirement in warehouse: 10 - 90 % RH.

Atmospheric pressure requirement in warehouse: 500 - 1060 hPa

## SHELF LIFE

The shelf-life of BLAYCO Electrosurgical Accessories can be guaranteed as 3 years.

## FR. ÉLECTRODE STÉRILE JETABLE, EN TUNGSTÈNE

### INFORMATIONS IMPORTANTES

Lire attentivement ces instructions avant utilisation.

### DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le produit se compose de l'électrode active à connecter à la pointe du stylo électrochirurgical. Différentes références sont disponibles, avec différentes longueurs, différentes formes de pointes et différents revêtements.

Les accessoires électrochirurgicaux de BLAYCO peuvent être garantis comme étant compatibles avec les stylos électrochirurgicaux de BLAYCO.

La tension maximale applicable à ce produit est 2.9kVpp.

### PRÉCAUTIONS

- Avant utilisation, lire attentivement le mode d'emploi relatif au stylo électrochirurgical.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou si l'emballage est ouvert. Examiner la pointe de l'électrode pour détecter un quelconque défaut avant utilisation.
- Vérifier la date de péremption avant utilisation.
- Vérifier que la longueur, le raccordement et l'ancrage de l'électrode sont corrects après chaque changement d'électrode.
- L'assemblage ou la substitution de la pointe active doit toujours être effectuée(e) lorsque le stylo électrochirurgical est débranché de l'unité électrochirurgicale.
- Ce dispositif est destiné à un usage unique pour un seul patient. Il n'est pas destiné à être désinfecté et réutilisé

### ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS

Este producto sanitario comprende varios modelos, tal como se indica en la tabla siguiente:

### مواصفات الطراز

إن هذه الأجهزة الطبية لها العديد من الطرازات وفقًا للجدول التالي:

### MODELS SPECIFICATION

This medical devices comprises several models according to the table below:

### SPÉCIFICATION DES MODÈLES

Ces dispositifs médicaux comprennent plusieurs modèles conformément au tableau ci-dessous :

### SPECIFICA DEI MODELLI

Il presente dispositivo medico comprende diversi modelli in base alla tabella in basso:

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Dieses Medizinprodukt umfasst verschiedene Modelle, die in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind:

### ESPECIFICAÇÃO DOS MODELOS

Estes dispositivos médicos incluem vários modelos de acordo com a tabela abaixo:

ABC-45 HT	Electrodo agujas / Needle electrode / Electrode d'aiguille / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago	45mm
ABC-55 HT	Electrodo agujas / Needle electrode / Electrode d'aiguille / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago	55mm
ABC-55/A30 HT	Electrodo agujas / Needle electrode / Electrode d'aiguille / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago	55mm / 30°
ABC-55/A45 HT	Electrodo agujas / Needle electrode / Electrode d'aiguille / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago	55mm / 45°
ABC-65 HT	Electrodo agujas / Needle electrode / Electrode d'aiguille / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago / Electrodo ad ago	65mm

o la punta dell'elettrodo mostra segni di danni.

2. Ispezionare visivamente la confezione per eventuali danni come utilizzare l'unità elettrochirurgica e gli accessori.

1. Gli accessori elettrochirurgici BLAYCO sono pensati per l'uso con i manipoli elettrochirurgici BLAYCO. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni del produttore e gli accessori.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Non risterrizzare.
- Il dispositivo e/o creare il rischio di contaminazione. La tensione massima applicabile del presente prodotto è 2.9kVpp.
- La confezione deve essere tenuta chiusa fino alla data di scadenza prima dell'uso.
- Controllare che la lunghezza della punta attiva devono essere sempre eseguiti con la penna elettrochirurgica collegata dall'unità elettrochirurgica.
- L'assemblaggio o la sostituzione della punta attiva devono essere sempre eseguiti con la penna elettrochirurgica collegata dall'unità elettrochirurgica.
- Verificare che la lunghezza dell'elettrodo, il collegamento e l'ancoraggio siano corretti a ogni sostituzione dell'elettrodo.
- Controllare la data di scadenza prima dell'uso.
- Non usare se il prodotto è danneggiato o se la confezione è aperta. Esaminare la punta dell'elettrodo per eventuali difetti prima dell'uso.
- Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per elettrochirurgici BLAYCO.

### PRECAUZIONI

- La tensione massima applicabile del presente prodotto è 2.9kVpp.
- Gli accessori elettrochirurgici BLAYCO possono essere garantiti come compatibili con tutti i modelli di manipoli diversi, con lunghezza, forma e rivestimenti diversi.
- Il prodotto è costituito da elettrodi attivi da collegare alla punta del manipolo elettrochirurgico.

### DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

### INFORMAZIONI IMPORTANTI

## IT. ELETTRODO STERILE MONOUSO IN TUNGSTENO

La durée de vie des accessoires électrochirurgicaux de BLAYCO peut être garantie 3 ans.

### DURÉE DE VIE

Condition de pression atmosphérique en entrepôt : 500 - 1060 hPa

Condition d'humidité en entrepôt : 10 - 90 % d'HR

Condition de température en entrepôt : -20 °c à 60 °c / -4 °f à 120 °f

### CONDITIONS DE STOCKAGE

- et les protocoles médicaux habituels.
- Manipuler le stylo électrochirurgical selon les instructions.
- Ouvrir l'emballage en procédant de façon aseptique.
- Vérifier la date de fabrication et la date de péremption imprimées sur l'emballage. Dans le cas où le produit est périmé, le remplacer par un dispositif de sauvegarde valide.
- Examiner visuellement l'emballage pour détecter d'éventuels dommages avant de l'ouvrir. Remplacer le produit au cas où l'emballage ou la pointe de l'électrode se révèleit endommagé.

### MODE D'EMPLOI

1. Les accessoires électrochirurgicaux de BLAYCO sont conçus pour être utilisés avec les stylos électrochirurgicaux de BLAYCO. Avant utilisation, lire attentivement les instructions du fabricant relatives au fonctionnement de l'unité électrochirurgicale et des accessoires.
2. Examinez visuellement l'emballage pour détecter d'éventuels dommages avant de l'ouvrir. Remplacer le produit au cas où l'emballage ou la pointe de l'électrode se révèleit endommagé.
3. Vérifier la date de fabrication et la date de péremption imprimées sur l'emballage. Dans le cas où le produit est périmé, le remplacer par un dispositif de sauvegarde valide.
4. Ouvrir l'emballage en procédant de façon aseptique.
5. Manipuler le stylo électrochirurgical selon les instructions et les protocoles médicaux habituels.

ultérieurement, ceci pouvant entraîner une décoloration pas resterriliser.

## مسیری کلیدی منی مبتنی بر AR واحد

### وصف الجاهز

يتم تصنيع الجاهز BLAYCO CO من مادة التانجستن، وهي مادة معدنية خفيفة الوزن وعالية القوة.

يتم تصنيع الجاهز BLAYCO من مادة التانجستن، وهي مادة معدنية خفيفة الوزن وعالية القوة.