



Producto

ADAPTADOR 4mm HEMBRA 4013-5
Para electrodo ECG desechable o reutilizable, con corchete

Referencias

TLAW1

Fecha

Noviembre 2015

Nº Especificación

ETP/064/3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales

- Plástico: PVC, PE
- Metálico: cobre, latón

Principales propiedades dimensionales

- Longitud total: 33mm
- Conexión:
 - Hembra \varnothing 4mm
 - Adaptador corchete Standard



Otras propiedades

- Libre de látex

Esterilización y caducidad

- Producto no estéril
- Caducidad: 5 años

Conservación y mantenimiento

- Temperatura: 0°C/+50°C
- Humedad relativa: 20-80%

Presentación

- Bolsa de plástico minigrip transparente (polietileno) conteniendo:
5 adaptadores: uno de cada color (rojo, negro, verde, amarillo, blanco)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Se puede conectar a todos los electrodos ECG con conexión tipo corchete (clip).
- Transmisión clara y segura de la señal.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

TELIC, S.A.U. garantiza que este producto cumple la **Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/EEC** y que ha sido fabricado según las normativas del Sistema de Calidad certificado como **ISO 13485**.

Este producto se clasifica como:

- Producto de **Clase 1** según el Anexo IX de la MDD 93/42/EEC, regla 1.
- Código GMDN: 35035